

Модель M3 Expert

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра

OMRON M3 Expert — это компактный, полностью автоматический прибор для измерения артериалього давления, работающий на основе осциллометрического метода. Он пегко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense которая обеспечивает комфортное для пациента управляемое нагнетание давления воздуха или его повторной накачки.

Этот прибор предназначен для измерения артериального давления и частоть пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве. ендуется преимущественно для использования в домашних условиях.

Перед началом использования прибора просьба прочитать раздел настоящего руководства по эксплуатации «Важная информация по технике безопасности». Ті Пожалуйста. внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации

Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления.

Важная информация по технике безопасности

Во время беременности, при аритмии или атеросклерозе, проводя мониторинг ртериального давления, консультируйтесь с лечащим врачом. Внимательно прочитайте данный раздел перед использованием прибора.

∆Предупреждение!

- Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смерти или тяжелым травмам.
- Всегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны. одям с серьезными нарушениями кровообращения или болезнями крови перед использованием прибора необходимо проконсультироваться с врачом, так как нагнетание воздуха в манжету может вызвать внутреннее кровотечение.
- (Использование адаптера переменного тока) •Запрещается вставлять сетевой шнур в розетку и вынимать его мокрыми

(Использование батарей)

- При попадании в глаза электролита из батареи немедленно промойте их большим количеством чистой воды. Как можно скорее обратитесь к врачу • Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к
- травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества. (Общее использовани
- Не оставляйте прибор без присмотра в присутствии детей или лиц, не отвечающих за свои действия.
- Используйте прибор только для измерения артериального давления • Не разбирайте прибор и манжету.
- Используйте только предназначенную для данного прибора манжету. Использование других манжет может привести к некорректным результатам · Избегайте обматывания воздушной трубки вокруг частей тела при проведе-
- нии измерений. Это может привести к травмам при повышении давления в воздушной трубке.
- Не оставляйте манжету на руке при выполнении измерений в ночное время.
- Это может привести к травмам.
 Не накачивайте воздух в манжету выше 299 мм рт. ст.
- Не пользуйтесь рядом с прибором сотовым телефоном или другим устройствами, которые излучают электромагнитные волны. Это может привести к неправильной работе прибора.
- Не используйте прибор в движущемся транспортном средстве (автомобиль • Сведения о нагнетании воздуха в манжету в ручном режиме см. в разделе 3.3.
- Более высокое давление в манжете может привести к внутреннему кровотече-

(Использование адаптера переменного тока) Используйте только оригинальный адаптер переменного тока (приобретается

дополнительно), предназначенный для данного прибора. При работе с другими адаптерами возможно повреждение и/или выход прибора из строя. очите адаптер переменного тока в розетку с соответствующим напряжением

• Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении прибора или

(Использование батарей) • При попадании электролита из батареи на кожу или одежду немедленно промойте их большим количеством чистой воды.

сетевого шнура. Немедленно отключите питание и выньте сетевой шнур из

- Используйте в этом приборе только четыре щелочные или марганцевые батареи типа «АА». Не используйте батареи другого типа.
- При установке батарей обязательно соблюдайте полярность Немедленно заменяйте старые батареи. Заменяйте все четыре батареи
- Если Вы не собираетесь использовать прибор в течение трех или более
- месяцев, выньте батареи. • Не используйте новые и старые батареи вместе.
- Общие меры предосторожности • Не подвергайте прибор и манжету сильным ударам или вибрациям, не роняйте их на пол.
- · Не выполняйте измерения после купания, приема алкоголя, курения выполнения физических упражнений или приема пищи.

 • Не сгибайте манжету с усилием и не перегибайте воздушную трубку.
- При отсоединении воздушной трубки следует тянуть за воздушный штекер в месте соединения с электронным блоком, а не за саму трубку.
- Не нагнетайте воздух в манжету, если она не обернута вокруг плеча. • Не мойте манжету и не погружайте ее в воду.
- Прочтите рекомендации подраздела «Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)» в разделе «Технические характеристики» и
- Прочтите рекомендации подраздела «Надлежащая утипизация прибора» в
- разделе «Технические характеристики» и следуйте им при утилизации прибора и используемых с ним принадлежностей или дополнительных

1. Описание прибора




С. Кнопка памяти D. Кнопки перемещения по

B. Кнопка O/I START (♠)

Воздушное гнездо G. Отсек для батарей Н. Гнездо адаптера переменного тока меню (◀ / ▶)

Манжета на плечо:



Манжета (универсальная манжета: окружность руки 22-42 см) К. Воздушная трубка

. Воздушный штекер

Адаптер переменного тока:




Индикатор уровня артериально-

Значение частоты пульса и

номер ячейки памяти

Дисплей:



М. Систолическое артериальное N. Диастолическое артериальное О. Индикатор сердцебиения


. Индикатор аритмии

- (Мигает в ходе измерения) Р. Пиктограмма среднего значения Q. Пиктограмма памяти Индикатор декомпрессии
- Индикатор звукового сигнала Индикатор правильной Индикатор низкого уровня заряда батарей Индикатор движения Значения даты/времени

2. Подготовка к работе

2.1 Использование адаптера переменного тока

1. Вставьте штекер адаптера переменного тока в гнездо для адаптера переменного тока с задней стороны прибора.



го тока в электрическую Лля отсоединения адаптера переменного тока сначала выньте адаптер

переменного тока из электрической розетки, а затем немедленно отсоедините штекер адаптера от электронного блока.

2.2 Установка/замена батарей

- 1. Снимите крышку батарейного
- **2.** Вставьте четыре батареи «АА» согласно схеме в отсеке и установите крышку на место.

Примечания. • Если на экране появился индикатор низкого заряда батарей (🕱) выключите прибор, затем замените сразу все батареи.

Батареи следует утилизировать в соответствии с государственными правилами по утилизации батарей и элементов питания.

• Значения результатов измерений остаются в памяти даже после

2.3 Установка звукового сигнала/даты и времени


2 Включение/выключение звукового сигнала

подтвердить.

1. Нажмите кнопку ().

замены батарей.

Нажмите кнопки ◀ или ▶, чтобы выбрать значение On (Вкл.) или Off (Выкл.). 2) Нажмите кнопку 🕒 , чтобы i On (Вкл.) Off (Выкл.) 3. Перед первым измерением установите в тонометре



4. Нажмите кнопку O/I START, чтобы сохранить настройку.

• Если вынуть батареи на 30 секунд и более, потребуется восстановить настройки даты/времени • Если дата и время не установлены, во время или после измерения будет отображаться индикация «-:--».

3. Использование прибора

3.1 Расположение манжеты на плече Снимите с плеча плотно прилегающую одежду или плотно

Не накладывайте манжету поверх плотной одежды.

1. Вставьте воздушную трубку в воздушное гнездо




Просуньте руку в манжету.



3. Расположите руку правильно.



Нижняя кромка манжеты должна находиться на 1–2 см выше локтя. Метка (стрелка под трубкой) должна находиться по центру внутренней части руки. ПЛОТНО застегните застежку-липучку.



• При измерении на правой руке, воздушная трубка будет проходить сбоку от локтя. Соблюдайте осторожность, чтобы не пережать рукой воздушную трубку.

• Артериальное давление на правой и левой руке может быть разным; по этой причине могут различаться также и его измеренные значения Компания OMRON рекомендует всегда измерять давление на одной и той же руке. При существенном различии значений для разных рук посоветуйтесь с врачом, на какой руке проводить измерения.

3.2 Правильная поза при измерении Для выполнения измерений необходимо

принять расслабленную удобную сидячую позу при комфортной комнатной температуре. Не ешьте, не курите и не выполняйте физические упражнения за 30 минут до измерений.

• Сядьте на стул, ступни ног должны полностью соприкасаться с полом. • Сядьте прямо, выпрямив спину. • Манжета должна находиться на уровне



Функция правильной фиксации манжеты Индикатор правильной фиксации манжеты является уникальной функцией, указывающей на недостаточно плотное облегание плеча

манжетой. Замеры показаний артериального давления будут

произведены даже при отображении индикатора Примечание. Эти показания будут **НЕВЕРНЫМИ** из-за неправильного наложения манжеты. Правильно наложите манжету и повторите измерение. Если отображается индикатор 🔞, это значит, что манжета

правильно и достаточно плотно наложена на плечо, и показания будут точными и надежными.

3.3 Выполнение измерений

• Чтобы отменить измерение, нажмите кнопку O/I START для выключе-

ния прибора и выпуска воздуха из манжеты. • Не двигайтесь во время измерения.

нажмите кнопку ◀ или ▶. ◀: к более старым значениям

Нажмите кнопку O/I START.

Манжета начнет автоматически накачиваться. По завершении измерения раздастся звуковой сигнал.



Если систолическое давление выше 220 мм рт. ст.

После того как началось автоматическое наполнение манжеты воздухом, нажмите и удерживайте кнопку O/I START до тех пор, пока прибор не поднимет давление до значения на 30-40 мм рт. ст. выше ожидаемого систолического давления

• Не нагнетайте большее давление, чем требуется.

∴ Предупреждение!

• Во время измерения звуковой сигнал (если он «включен») будет звучать в ритме сердечных сокращений. Перед повторным измерением артериального давления необходимо

Тонометр не нагнетает давление свыше 299 мм рт. ст.

подождать 2–3 минуты. За это время артерии вернутся в то состояние, в котором они находились до первой процедуры

Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений

и самолечение опасны. Следуйте указаниям лечащего врача.

2. Расстегните застежку и снимите манжету.

Нажмите кнопку O/I START и отключите прибор. Прибор автоматически сохранит результаты измерения в памяти. Прибор автоматически выключается через пять минут.

Важно:

• Последние исследования позволяют считать нижеприведенные значения показателем высокого артериального давления при проведении измерений дома.



Диастолическое артериальное давление	Выше 85 мм рт. ст.
ти критерии предназначены для домашних измерений	

Систолическое артериальное давление Выше 135 мм рт. ст.

артериального давления. • Тонометр снабжен функцией определения нерегулярного сердцебиения. Нерегулярное сердцебиение может влиять на точность результатов измерения. Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надежность

полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Если во время измерения обнаружена нерегулярность сердцебиения, но результат достоверен, то он выводится на экран вместе с индикатором аритмии (🕽). Если нерегулярное сердцебиение приводит к недостоверному измерению, то результаты на экран не выводятся. Если после процедуры измерения появляется индикатор аритмии (), повторите измерение. Если индикатор аритмии ()

• Если во время проведения измерения Вы двигались, на экране () появится индикатор движения. Повторите измерение, не двигаясь.

появляется часто, сообщите об этом врачу.




3.4 Использование функции памяти

Прибор автоматически сохраняет до 60 результатов измерений. Кроме того, он может вычислить среднее значение на основе последних трех показаний выполненных в течение 10 минут (Если в памяти имеются только два измерения за этот период времени, то выводится среднее значение для этих двух измерений. Если в памяти есть только одно измерение за этот период времени, то среднее значение рассчитывает ся на основании этого одного измерения.)

• При просмотре измерений, сделанных без установленной даты и времени на дисплее вместо даты и времени отображается индикация «-:--»

Просмотр среднего значения 1. Нажмите кнопку Метогу (Память).



Примечание: если в памяти не сохранены результаты измерений. отобразится экран, показанный

--Просмотр хранящихся в памяти измерений

кнопки ничего не

Другие неисправности

происходит.

1. При отображении среднего значения нажмите кнопку ◀.

В течение секунды отображается номер памяти, а затем отображается частота пульса. Самый последний результат

обозначен цифрой «1».



2. Чтобы просмотреть хранящиеся в памяти результаты,

: к более новым значениям

Удаление всех сохраненных в памяти значений

При отображении пиктограммы памяти (🗗) сначала нажмите кнопку Memory. Удерживая ее нажатой, нажмите и удерживайте кнопку O/I START в течение 2 – 3 секунд.



Примечание: частично удалить сохраненные в памяти значения невозможно

Способ решения

4. Поиск и устранение неисправностей и обслуживание

4.1 Значки и сообщения об ошибках

ошибки	причина	опосоо решения
	Обнаружен нерегулярный или слабый пульс.	Расстегните застежку и снимите манжету. Подождите 2-3 минуты и выполните еще одно измерение. Повторите шаги в разделе 3.3. При повторном возникновении этой ошибки обратитесь к врачу.
<u>%2</u> %	Движение во время измерения.	Внимательно прочтите и повторите шаги раздела 3.3.
())	Манжета наложена на руку неправильно.	Наложите манжету правильно. Обратитесь к разделу 3.1.
мигает	Низкий заряд батарей.	Их рекомендуется заменять заранее. Обратитесь к разделу 2.2.
💢 горит	Батареи полностью разряжены.	Их нужно немедленно заменить. Обратитесь к разделу 2.2.
EE	Манжета недостаточно наполнена воздухом.	Внимательно прочтите и повторите шаги, описанные в разделе 3.3.
	Движение во время измерения.	Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
_	Воздушный штекер не подсоединен.	Плотно подсоедините воздушный штекер. Обратитесь к разделу 3.1.
E	Манжета наложена на руку неправильно.	Наложите манжету правильно. Обратитесь к разделу 3.1.
	Манжете мешает одежда на плече.	Снимите одежду, мешаю- щую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха из манжеты.	Замените манжету. См. главу 5.
E	В ручном режиме подачи воздуха давление в манжете превысило 299 мм рт. ст.	Манжету нужно наполнять воздухом так, чтобы давление в ней не превыша- ло 299 мм рт. ст. Обратитесь к разделу 3.3.
Er	Ошибка прибора.	Свяжитесь с техническим центром OMRON.

Примечание: при выводе сообщений об ошибках может также

высвечиваться индикатор аритмии ().

4.2 Поиск и устранение неисправностей

Значение слишком низкое (или высокое).	Манжета наложена на руку неправильно.	Наложите манжету правильно. Обратитесь к разделу 3.1.
	Движение или разговор во время измерения.	Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Манжете мешает одежда на плече.	Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.2.
Давление в манжете не повышается.	Воздушная трубка не вставлена надежно в электронный блок.	Убедитесь в том, что воздушная трубка надежно подсоединена к электронному блоку. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха из манжеты.	Замените манжету новой. См. главу 5.
Манжета сдувается слишком быстро.	Манжета наложена на плечо слишком свободно.	Наложите манжету правильно, чтобы она плотно облегала руку. Обратитесь к разделу 3.1.
Не удается произвести измерение, или показания слишком низкие или слишком высокие.	Манжета недостаточно накачена.	Поднимите давление в манжете на 30–40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
При нажатии на	Батареи разряжены.	Замените батареи новыми. Обратитесь к разделу 2.2.

. Батареи установлен

Нажмите кнопку O/I START и повторите

измерение. • Если проблема не исчезает, попробуйте

Если это не разрешило проблему, свяжитесь с техническим центром OMRON.

заменить батареи новыми.

/становите батареи с

vчетом полярности (+/-

братитесь к разделу 2.

4.3 Уход

Для защиты прибора от повреждения соблюдайте следующие правила. • Не полвергайте эпектронный блок и манжету возлействию высоких температур, влажности, влаги или

прямого солнечного света. • Не сворачивайте манжету или трубку слишком плотно.

• Не разбирайте прибор.

• Не подвергайте прибор сильным ударам или вибрациям (например, не роняйте его на пол). • Не используйте для очистки прибора летучие жидкости.

• Не мойте манжету и не погружайте ее в воду. • Не используйте бензин, разбавители и растворители для

Материал манжеты чистки манжеты. • Не выполняйте ремонт самостоятельно. При обнаружении дефекта проконсультируйтесь с представителем OMRON или дистрибьютором, указанным в Приложении



• Очищайте прибор мягкой сухой тканью. • Для чистки манжеты используйте мягкую влажную ткань и

Проверка и обслуживание

• Точность данного прибора для измерения артериального

течение длительного времени. • Рекомендуется проверять точность измерения и правильность работы прибора каждые два года. Пожалуйста, свяжитесь с полномочным представителем OMRON или с Центром обслуживания клиентов OMRON по адресу

указанному на упаковке, или в приложенной документации.

давления была тщательно проверена и сохраняется в

4.4 Хранение

в чехол.

Когда прибор не используется, храните его в чехле.

1. Отсоедините воздушную трубку от воздушного разъема.

2. Аккуратно сложите воздушную трубку внутри манжеты.

3. Поместите манжету и электронный блок

Не перегибайте воздушную трубку слишком

Прибор нельзя хранить в следующих условиях:

• высокая влажность; • место хранения подвержено воздействию

высоких температур, влажности, действию прямых солнечных лучей, пыли или едких паров; • место хранения подвержено действию вибрации, ударов или

CM-9515371-7

является наклонной поверхностью. 5. Дополнительные запасные части

Средняя манжета Универсальная манжета Окружность руки Окружность руки 22-32 см 22-42 см

CW-9520534-2



-05

Adapter S-9515336-9

6. Технические характеристики Наименование Метод измерения

погрешности при

Давления воздуха в манжете: 0-299 мм рт. ст. стоты пульса: 40–180 уд. в мин абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной Пределы допускаемой

Компрессия Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого системой неформальной логики Источник питания

измерении частоты пульса

Зашита от поражения

электрическим током

Клапан автоматического сброса давления 60 результатов измерений с датой и временем Постоянный ток 6 В — 4 Вт 4 элемента питания типа «АА» 1,5 В или сетевой адаптер На «Ад» 1,5 в или сетевой (Аdapter S-9515336-9, ВХОД: переменный ток 100-240 В 50/60 Гц 0,12 А)

Срок службы элементов Новых щелочных элементов питания хватает приблизительно на 900 измерений Рабочая часть аппарата 🧥 = Тип В

Измеритель артериального давления и частоты

пульса автоматический OMRON M3 Expert (HEM-7200H-ARU)

диллометрический метод

Дифровой ЖК-дисплей

дование класса МЕ с внутренним источником питания (при использовании одних элементов питания) Оборудование класса II МЕ (сетевой адаптер)

Большая манжета

Окружность руки

32–42 см

CL-9515370-9

Условия эксплуатации от +10°C до +40°C окружающего воздуха

Масса манжеты

от 30% до 90% влажность Условия хранения: от -20°С до +60°С температура

Масса электронного блока Не более 340 г без элементов питания

окружающего воздуха от 10% до 95% относительная атмосферное давление от 700 до 1060 гПа

Не более 170 г Не более 123 (ш) мм × 85 (в) мм × 141 (д) мм Размер манжеты Не более 151 мм × 563 мм (Манжета универсальная окружность руки 22-42 см) `

Нейлон и полизстер Электронный блок, манжета компрессионная, по эксплуатации, чехол для хранения прибора,

HEM-7200H-ARU_A_M04_111019.pdf

руководство по эксплуатации, краткое руководство адаптер сетевой, комплект элементов питания гарантийный талон, дневник для записи артериально-

Примечание. Технические изменения могут быть внесены без предварительного уведомления. **C €** 0197

Данный прибор удовлетворяет требованиям директивы ЕС 93/42/ЕЕС (директива по медицинским приборам).

Данный прибор для измерения артериального давления спроектирован в соответствии с европейским стандартом EN1060 «Неинвазивные сфигмоманометры», часть 1 «Общие требования» и часть 3 «Дополнительные требования для электромеханических систем измерения артериального давления». Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Япония. Датчик давления — главный компонент приборов для измерения артериально-

Изделия медицинской техники, измерители артериального давления и частоты пульса OMRON M3 Expert (HEM-7200H-ARU) испытаны и зарегистрированы в

го давления компании OMRON изготавливается в Японии.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2012/12100 от 12.05.2012г. Срок действия не ограничен.
- СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ
Декларация о соответствии № РОСС ЈР.МЕ20.Д01064 от 18.05.2012. Срок
действия до 18.05.2015. Соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005,

Прибор поверен на заводе-изготовителе OMRON Dalian., Co., Ltd, КНР и на

FOCT P 51959.1-2002, FOCT P 51959.3-2002

ли артериального давления и частоты пульса автоматические и полуавтоматические OMRON и MARSHALL. Методика поверки», утвержденному ВНИИОФИ и зарегистрированному ВНИИМС жповерочный интервал 2 года. Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)

Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые)

чувствительными к электромагнитным помехам, создаваемым другими устройствами

Электромагнитные помехи могут нарушать работу медицинского прибора и создавать

телефоны, увеличивается, используемые медицинские приборы могут быть

основании положительных результатов поверки признан годным к применению

Поверительное клеймо находится на корпусе прибора в виде наклейки.
Поверку проводят по документу МИ 2582-2000 «Рекомендация. ГСИ. Измерите-

потенциально небезопасную ситуацию. Ледицинские приборы также не должны мешать функционированию других устройст Чтобы регламентировать требования по ЭМС (электромагнитной совместимости) с целью предотвращения возникновения небезопасных ситуаций, связанных с использованием продукции, был введен в действие стандарт EN60601-1-2:2007. Этот стандарт определяет уровни устойчивости к электромагнитным помехам, а также

максимальные уровни электромагнитного излучения применительно к медицинскому Данный медицинский прибор, произведенный компанией OMRON HEALTHCARE, удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2007 относительно устойчивости

помехам и испускаемого излучения. ем не менее следует соблюдать специальные меры предосторожности: • Вблизи данного медицинского прибора не следует использовать мобильные (сотовые) телефоны и прочие устройства, которые генерируют сильные электричежие или электромагнитные поля. Это может нарушать работу прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 7 м. Удостоверьтесь в правильности работы прибора, если дистанция

Остальная документация о соответствии EN60601-1-2:2007 находится в офисе компании OMRON HEALTHCARE EUROPE по адресу, указанному в этом руководстве. С этой документацией также можно ознакомиться на сайте www.omron-healthcare.com.

Надлежащая утилизация прибора

Этот символ на товаре или описании к нему указывает, что анный товар не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотврацения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья неловека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот товар от других типов отходов и тилизируйте его надлежащим образом для рационального

повторного использования материальных ресурсов.

пем у которого прибор был приобретен, или местным органом власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки. Іромышленным потребителям надлежит связаться с поставшиком и проверить сроки и условия контракта на закупку. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

617-0002 JAPAN

(53. Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Киото, 617-0002 ЯПОНИЯ) Представитель в

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.) Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp THE NETHERLANDS (Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)

www.omron-healthcare.com

OMRON HEALTHCARE CO., LTD.

53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,

(ОМРОН ХЭЛСКЭА КО., ЛТД.)

ЗАО «КомплектСервис» Эксклюзивный 123557, РОССИЯ, Москва, Б. Тишинский пер., д. 26 дистрибьютор в России и импортер корп. 13-14

www.csmedica.ru Производственное OMRON (DALIAN) CO., LTD. (ОМРОН (ДАЛЯНЬ) КО., ЛТД.) одразделение

> Economic & Technical Development Zone Dalian 116600, CHINA (Экономик энд Текникал Девелопмент Зоне Даляні 116600. КИТАЙ)

> > Сделано в Китае